

Osteoplant

Flex

Strip de hueso esponjoso Flexible

CIRUGÍA DE COLUMNA



Strip de hueso esponjoso Flexible

Específico para cirugía de columna:

- Artrodesis vertebral
- Tratamiento específico de la escoliosis
- Estenosis de canal





OTC-S9A Strip 100x10x8 mm 1 unidad

OTC-S9 Strip 100x10x8 mm 2 unidades

- Hueso desmineralizado en un 60%
- Una vez rehidratado adquiere flexibilidad
- Rehidratar con suero estéril durante 2-4 min.

Para aumentar la capacidad osteoinductora del producto, se puede combinar con **Angiostad** (Gel promotor de la angiogénesis) o con **Activagen** (Matriz Ósea Desmineralizada)



DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR:



tel. 93 750 00 28
fax 93 750 60 79
info@bio-implants.es

FABRICADO EN ITALIA POR:

CE-0373

BIOTECK
The science of bone tissue