




-CATALOGO-

GENERAL



INTRAVEN, S.L.

INFUSION

EQUIPOS

- Intraset I 14 Luer Lock.....	1
- Intraset I 14 Y Luer Lock.....	2
- Intraset I 14 Y De Seguridad.....	3
- Intraset Micro I 40	4
- Influx Micro.....	5
- Influx Luer Con Toma De Aire	6
- Influx Luer Lock Con Toma De Aire	7
- Influx "Y" Con Toma De Aire	8
- Influx Buret	9
- Intraset PVC I 61 (Función Medida Presión Venosa central)	10

ACCESORIOS PARA INFUSORES

- Intraset Inyect.....	11
- Punto Inyect Seguridad Grande.....	12
- Punto Inyect Seguridad Pequeño	13
- Intraset Tapón.....	14
- Intraset Tapón Macho-Hembra	15
- Discoset L3 Lipido Resistentes	16
- Discoset L3 Estándar.....	17
- Discoset L3 Seguridad.....	18
- Discoset L3 Seguridad 2 Puntos.....	19
- Tutodrop-3.....	20
- Controlador de Flujo.....	21

ALARGADERAS

- Intraset Alargadera	22
- Intraset Alargadera Con Válvula Antiretorno	23
- Intraset Alargadera Venosa	24
- Discoset L3 Lipido Resistentes Con Alargadera	25
- Discoset L3 Estándar Con Alargadera	26
- Discoset L3 Seguridad Con Alargadera	27
- Discoset L3 Seguridad 2 Puntos Con alargadera.....	28
- Intraset Enlace	29
- Intraset Enlace Macro 1V De Seguridad Con Clamp.....	30
- Intraset Enlace Macro 2V De Seguridad	31
- Intraset Enlace Macro 1V De Seguridad	32
- Intraset Enlace Micro 2V De Seguridad	33
- Intraset Alargadera Con Punto De Inyección.....	34
- Intraset Alargadera Con Punto De Inyección (Seguridad)	35

TRANSFUSORES

- Emoplus luer lock.....	36
--------------------------	----

ASPIRACION

- Yankauer (Canula De Aspiración).....	37
- Yankauer (Canula De Aspiración Con Alargadera).....	38
- Tubo Bulbo.....	39
- Aspirador De Mucosidad	40
- Aspirador de Broncoscopia.....	41
- Alargadera De Aspiración	42

UROLOGIA

- Delantal R.T.U.	43
- Urocover (Delantal R.T.U Con Cobertura)	44, 45
- Set Urocover	46, 47
- Sistema De Irrigación 1 Via Cámara Flexible.....	48
- Sistema De Irrigación 2 Vias Gran caudal	49
- Sistema De Irrigación 2 Vias Cámara Rígida	50
- Sistema De Irrigación 2 Vias Cámara Flexible	51
- Sistema De Irrigación 2 Vias Murphy.....	52

PROTECCION

- Funda De Videocamara.....	53
- Coberturas	54

INSTRUMENTAL Y CURAS

- Intraven Hojas De Bisturí	55
- Intraven Bisturí Con Protector.....	56
- Intraven Bisturí De Seguridad	57
- Set Quita Puntos	58
- Bolsa Diatermia.....	59
- Bolsa Laparoscopia	60
- Pinza De Disección	61

CATETERES

- Venax, Venax1 y Venax2.....	62
-------------------------------	----

AGUJAS


- Palomillas.....	63
-------------------	----

HEMOSTÁTICO

- HEMOTESE 64

NEUMOVENT



- Neumovent (Equipo De Drenaje De Neumotorax) 65



INFUSION

INTRASET I 14 LUER LOCK



EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión universal con toma de aire y filtro de 15 micras. Exento de látex.</p> <p>Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificado CE0120 : ES10/78865</p>	 <p>Envase protector : 380x330x205 mm.</p> <p>Contenido : 100 unidades</p>
	Componentes	Composición
	<p>Capuchones protectores.</p> <p>Cámara de infusión. 20 gotas = 1g+/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano para entrada de aire.</p> <p>Filtro para flúidos de 15 micras.</p> <p>Tubo 3x4,1x1500 mm.</p> <p>Roller.</p> <p>Terminal luer lock.</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel Plástico</p> <p>Fabricado por: INTRAVEN S.L. Ctra. Ajalvir a Torrejón Km. 3,300 28864 Ajalvir-Madrid-España</p>	<p>PE</p> <p>PVC</p> <p>Nylon</p> <p>PVC</p> <p>PS</p> <p>ABS + PE</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p>
	<p>Caducidad : 3 años</p>	
<p>Código INTRAVEN S.L.: 100014306232</p>		

INFUSION

INTRASET I 14 Y LUER LOCK



EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión universal con toma de aire y punto de inyección. Exento de látex.</p> <p>Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificado CE0120 : ES/78865</p>	 <p>Envase protector: 380x330x205mm.</p> <p>Contenido : 100 unidades</p>
	Componentes	Composición
	<p>Capuchones protectores.</p> <p>Cámara de infusión. 20 gotas = 1g+/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano para entrada de aire.</p> <p>Filtro para fluidos de 15 micras.</p> <p>Tubo 3x4,1mm; 150+15cm</p> <p>Roller.</p> <p>Punto de inyección, sin Latex.</p> <p>Terminal luer lock.</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel Plástico</p> <p>Fabricado por: INTRA VEN S.L. Crta. Ajalvir a Torrejón Km. 3,300 28864 Ajalvir-Madrid-España</p>	<p>PE</p> <p>PVC</p> <p>Nylon</p> <p>PVC</p> <p>PS</p> <p>ABS + NR</p> <p>ABS</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p>
	<p>Caducidad : 3 años</p>	
<p>Código INTRA VEN, S.L. : 100014Y06247</p>		

INFUSION

EQUIPOS



INTRASET I 14 Y LUER LOCK CON BIOCONECTOR

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión universal con toma de aire y punto de inyección sin aguja. (EQUIPO DE SEGURIDAD) Exento de látex.</p> <p>Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificado CE0120 : ES10/78865</p>	 <p>Envase protector: 380x330x205mm.</p> <p>Contenido : 100 unidades</p>
	Componentes	Composición
	<p>Capuchones protectores.</p> <p>Cámara de infusión. 20 gotas = 1g+/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano para entrada de aire.</p> <p>Filtro para fluidos de 15 micras.</p> <p>Tubo 3x4,1mm; 150+15cm</p> <p>Roller.</p> <p>Punto de inyección, sin Latex.</p> <p>Terminal luer lock.</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel Plástico</p> <p>Fabricado por: INTRA VEN S.L. Crta. Ajalvir a Torrejón Km. 3,300 28864 Ajalvir-Madrid-España</p>	<p>PE</p> <p>PVC</p> <p>Nylon</p> <p>PVC</p> <p>PS</p> <p>ABS + NR</p> <p>ABS</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p>
	<p>Caducidad : 3 años</p>	
<p>Código INTRA VEN, S.L. : 1ICU14Y06247</p>		

INFUSION



INTRASET MICRO I 40

EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión universal con toma de aire y microgotero. Exento de látex.</p> <p>Esterilizado por O.E. Un solo uso. Por gravedad.</p> <p>Nº Certificación CE0120 : ES10/78865</p>	 <p>Envase protector : 580x390x380 mm. Contenido : 100 unidades</p>
	<p style="text-align: center;">Componentes</p> <p>Capuchones protectores. Cámara de infusión. 60 gotas = 1g+/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano. Tubo 3x4,1x1500 mm. Roller. Terminal luer lock.</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel Plástico</p> <p>Fabricado por: INTRA VEN S.L. Ctra. Ajalvir- Torrejón Km. 3,300 28864 AJALVIR MADRID</p> <p>Distribuido por: INTRA VEN S.L.</p>	<p style="text-align: center;">Composición</p> <p>PE PVC PVC ABS + PE Goma (sin látex) + ABS + PE</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p>
	<p>Caducidad : 3 años</p> <p>Código INTRA VEN S.L.: 000040206227</p>	

INFUSION
INFUX MICRO



EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión universal con toma de aire y microgotero. Exento de látex.</p> <p>Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificado CE0318 : 070 QPZ 152</p>	 <p>Envase protector : 58x39x38 cm..</p> <p>Contenido : 200 unidades</p>
	<p>Componentes</p> <p>Capuchones protectores. PE</p> <p>Cámara de infusión. 60 gotas = 1g+/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano. PVC</p> <p>Tubo 3x4,1x1500 mm. PVC</p> <p>Roller. PS</p> <p>Terminal luer lock. Goma (sin látex) + ABS</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel Plástico</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p> <p>Fabricado por: AXEL s.r.l. 43100 PARMA - ITALIA</p> <p>Distribuido por: INTRA VEN,S.L.</p>	<p>Composición</p>
	<p>Caducidad : 5 años</p>	<p>Código INTRA VEN, S.L. : 50530</p>

INFUSION

INFUX LUER CON TOMA AIRE



EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión universal con toma de aire. Exento de látex.</p> <p>Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificado CE0373 : 070 QPZ 152</p>	 <p>Envase protector : 58x39x38 cm. Contenido : 250 unidades</p>
	Componentes	Composición
	<p>Capuchones protectores.</p> <p>Cámara de infusión. 20 gotas = 1g+/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano.</p> <p>Tubo 3x4,1x1850 mm.</p> <p>Roller.</p> <p>Terminal luer.</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel Plástico</p> <p>Fabricado por: AXEL s.r.l. 43100 PARMA - ITALIA</p> <p>Distribuido por: INTRA VEN,S.L.</p>	<p>PE</p> <p>ABS + PP</p> <p>PVC</p> <p>ABS + PE</p> <p>Goma (sin látex) + ABS + PE</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p>
<p>Caducidad : 5 años</p>		
	<p>Código INTRA VEN S.L.: 50425</p>	

INFUSION

INFUX LUER LOCK CON TOMA DE AIRE



EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión universal con toma de aire. Exento de látex y sin DEHP</p> <p>Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificación CE0373 : 070 QPZ 152</p>	 <p>Envase protector : 58x39x38 cm. Contenido : 250 unidades</p>
	<p align="center">Componentes</p>	<p align="center">Composición</p>
	<p>Capuchones protectores.</p> <p>Cámara de infusión. 20 gotas = 1g+/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano.</p> <p>Tubo 3x4,1x1850 mm.</p> <p>Roller.</p> <p>Terminal luer lock.</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel Plástico</p> <p>Fabricado por: AXEL s.r.l. 43100 PARMA - ITALIA</p> <p>Distribuido por: INTRAVEN,S.L.</p>	<p>PE</p> <p>ABS + PP</p> <p>PVC</p> <p>ABS + PE</p> <p>Goma (sin látex) + ABS + PE</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p>
	<p>Caducidad : 5 años</p>	<p>Código INTRAVEN S.L.:50551</p>

INFUSION



INFUX "Y" CON TOMA DE AIRE

EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión universal con toma de aire y punto de inyección. Exento de látex.</p> <p>Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificado CE0373 : 070 QPZ 152</p>	 <p>Envase protector: 58x39x38 cm.</p> <p>Contenido : 250 unidades</p>
	Componentes	Composición
	<p>Capuchones protectores.</p> <p>Cámara de infusión. 20 gotas. con filtro hidrófobo antibacteriano para entrada de aire.</p> <p>Filtro para fluidos de 0,2 micras.</p> <p>Tubo 3x4,1mm; 170+20 cm</p> <p>Roller.</p> <p>Punto de inyección, sin Latex.</p> <p>Terminal luer lock.</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel Plástico</p> <p>Fabricado por: AXEL s.r.l. 43100 PARMA - ITALIA</p> <p>Distribuido por: INTRA VEN,S.L.</p>	<p>PE</p> <p>ABS + PP</p> <p>PS</p> <p>PVC</p> <p>ABS+PE</p> <p>ABS + NR</p> <p>ABS + PE</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p>
	<p>Caducidad : 5 años</p>	
<p>Código INTRA VEN S.L.: 50445</p>		

INFUSION
INFUX BURET



EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo de infusión con bureta de 150 ml. para administración de soluciones. Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificación CE0373 : 084 QPM 010</p>	 <p>Envase protector : 40 x 59 x 28 cm Contenido : 50 unidades</p>
	<p>Componentes</p>	<p>Composición</p>
	<p>Capuchones protectores. Perforador c/filtro hidrófobo antibacteriano. Clamp. Bureta graduada de 150 ml., con toma de aire, punto de inyección y válvula Cámara de infusión. 60 gotas = 1g +/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano. Tubo 3x4,1 x 1900 Roller. Punto inyección en Y Terminal luer lock.</p>	<p>PE ABS; PP + papel. PE Libre de PVC (PP) PP Libre de PVC PVC PE ABS + NR (sin latex) ABS</p>
	<p>Fabricado por: AXEL S.r.l. Via Zaniboni, 27 Viadana Italia</p> <p>Distribuido por: INTRA VEN,S.L.</p>	
	<p>Caducidad : 5 años</p>	
<p>Código INTRA VEN: 25550</p>		

INFUSION

INTRASET PVC I 61

EQUIPOS

Producto	Descripción	Presentación
	<p>Equipo para administración de soluciones con función de medida de Presión Venosa Central. Exento de látex. Por gravedad. Un solo uso. Esterilizado por O.E.</p> <p>Nº Certificado CE0120 : ES10/78865</p>	 <p>Envase protector : 380x330x205 Contenido : 50 unidades</p>
	Componentes	Composición
	<p>Capuchones protectores.</p> <p>Cámara de infusión. 20 gotas = 1g+/-0,1g con filtro hidrófobo antibacteriano.</p> <p>Tubo 3x4,1mm; 150+70+150 cm.</p> <p>Roller.</p> <p>Llave de tres vías.</p> <p>Tapón PVC.</p> <p>Terminal luer lock.</p> <p>ENVASE INDIVIDUAL : Papel : Plástico :</p> <p>Fabricado por: INTRA VEN S.L. Crta. Ajalvir a Torrejón Km. 3,300 28864 Ajalvir-Madrid-España</p>	<p>PE</p> <p>PVC</p> <p>PVC</p> <p>PS</p> <p>Policarbonato</p> <p>PVC</p> <p>Goma (sin látex) + SB</p> <p>G.M. 60 gr/m2 PA/PP 20/50</p>
	<p>Caducidad : 3 años</p>	
<p>Código INTRA VEN S.L.: 100061206281</p>		