

# VEOS

## Osteosíntesis Lumbar

Barra de PEEK optima  
Osteosíntesis semi rigida

Doble Rosca  
Colocación mas rápida

Punta redondeada  
Implantación mas segura

Auto roscante  
Colocación facilitada


Cabeza poli axial  
+/-60°

Barra de titanio  
Osteosíntesis rígida

Tuerca  
Contacto con barra seguro  
Riesgo de aflojamiento reducido  
rosca cuadrada/Colocación simplificada

# TORNILLO $\varnothing$ 4.5 mm / 5.5 mm / 6.0 mm / 6.5 mm / 7.5 mm / 8.5 mm - Longitud 25 hasta 50 mm

## POLIAXIAL



Embaladas en tubo estéril



## MONO AXIAL



## CROSS CONNECTOR



## BARRA

$\varnothing$  5.5 mm



Barra de titanio

— 40 mm hasta 90 mm  
— 40 mm hasta 160/500 mm



Barra de PEEK

— 40 mm hasta 130 mm

## INSTRUMENTAL



VEOS informaciones